



Virové hepatitidy 1)		Syfilis 1)		Antropozoonózy 1)		Odběr na ABR 12) n		Legenda k odběrovým nádobkám	
anti HAV IgM		TPHA, RPR		anti <i>Toxoplasma</i> - komplet		pH, pO <sub>2</sub> , pCO <sub>2</sub>		Není-li uvedeno jinak, odběr krve se provádí do zkumavky bez antikoagulant (sérum) nebo s Li-heparinem (plazma).	
anti HAV IgG (total)		anti <i>T. pallidum</i> IgM, IgG		anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgM		Hemoglobin		1) zkumavka bez antikoagulant (srážlivá krev)	
HBsAg				anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG		Karbonyl Hb		2) zkumavka s Li-heparinem b) bez gelu	
anti HBs		<b>Mykoplasmata 1)</b>		anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgA		Methemoglobin		3) zkumavka s EDTA (KO) 3b) 5 - 6 ml	
anti HCV		anti <i>M. pneumoniae</i> - komplet		anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG avidita		Na <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Cl		4) zkumavka s citrátem (koagulace) 4b) 4 - 5 ml	
		anti <i>M. pneumoniae</i> IgA		anti <i>Toxocara</i> IgG + avidita		Ca ionizované		5) zkumavka s inhibítorem glykolýzy (EDTA + NaF)	
<b>HIV/AIDS 1)</b>		anti <i>M. pneumoniae</i> IgM		anti <i>Francisella tularensis</i>		Glukóza <input type="checkbox"/> Laktát		6) zkumavka na stopové prvky (Trace Elements)	
anti HIV a Ag p24		anti <i>M. pneumoniae</i> IgG		anti <i>Brucella abortus</i>		Bilirubin celkový		7) zkumavka na sedimentaci	
				anti <i>Listeria monocytogenes</i>				8) zkumavka na moč	
<b>Herpetické viry 1)</b>		<b>Chlamydie 1)</b>				teplota: <input type="text"/> °C		9) zkumavka na moč	
anti EBV - komplet		anti <i>Ch. pneumoniae</i> - komplet				venózní krev <input type="checkbox"/>		10) zkumavka bez přísad	
anti EBV VCA IgM		anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgA				kapilární krev <input type="checkbox"/>		11) speciální nádoba z OKB	
anti EBV VCA IgG		anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgM		<b>Tumormarkery</b>		arteriální krev <input type="checkbox"/>		12) heparinovaná stříkačka nebo kapilára	
anti EBV EBNA IgG		anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgG		PSA 1)				13) zkumavka Thromboexact (Sarstedt)	
anti EBV EA IgG		anti <i>Ch. trachomatis</i> - komplet		PSA-volný	PHI 1)			k sběrná nádoba s 10 g kyseliny borité	
anti CMV - komplet		anti <i>Ch. trachomatis</i> IgA		CEA 1)	AFP 1)		<b>Likvor 9)</b>	<b>Vysvětlivky</b>	
anti CMV IgM		anti <i>Ch. trachomatis</i> IgM		CA 15-3	β-hCG		Základní vyšetření n	A Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů na automatickém analyzátoru.	
anti CMV IgG		anti <i>Ch. trachomatis</i> IgG		CA 19-9	CA 125		Spektrofotometrie	B Dif. počet leukocytů v nátěru panopticky obarveném.	
anti HSV 1+2 - komplet				CA 72-4	HE4		Laktát	C moč: krea, bílk., alb., A1M, IgG, popř. A2M	
anti HSV 1+2 IgM		<b>Bordetely 1)</b>		CYFRA 21-1				D moč: glukóza, ketolátky, bílkovina	
anti HSV 1+2 IgG		anti <i>B. pertussis</i> - komplet		NSE 1) n			<b>Stolice - biochemie</b>	E moč: krea, bílk., alb., A2M nebo akantocyty	
		anti <i>B. pertussis</i> toxin IgA		β-2-mikroglobulin n			Hemoglobin 11)	G sérum + moč: bílk., alb., IgG, IgA, IgM, FLC kappa a lambda, ELFO bílk., imunofixace, ev. typ. proteinurie	
<b>Respirační viry 1)</b>		anti <i>B. pertussis</i> toxin IgM		BIANTA/CRACTES			Zbytky	n nestabilní analyt, viz komentář	
anti Adenovirus - komplet		anti <i>B. pertussis</i> toxin IgG						<b>Komentář k nestabilním analytům</b>	
anti Adenovirus IgA		anti <i>B. pertussis</i> - aglutinace		<b>Léky, toxikologie</b>			Krystaly urátu (synov. tek.) 10)	ABR, amoniak, laktát	
anti Adenovirus IgG		anti <i>B. paraptussis</i> - komplet		Digoxin				homocystein	
anti Adenovirus IgM		anti <i>B. paraptussis</i> IgA		Teofylin			Jiné:	NSE, likvor, močový sediment	
anti RSV - komplet		anti <i>B. paraptussis</i> IgM		Karbamazepin				β-2-mikroglobulin, PTH, volný Hb	
anti RSV IgA		anti <i>B. paraptussis</i> IgG		Kyselina valproová				etanol	
anti RSV IgM		anti <i>B. paraptussis</i> - aglutinace		Fenytoin				bezaalkoholová dezinfekce!	
anti RSV IgG				Lamotrigin b)				<b>Kontakty, informace</b>	
<b>Virus klíčové encefalitidy 1)</b>				Levetiracetam b)				okb@nemzn.cz, tel.: 515 215 512 (255, 210)	
anti TBEV - komplet		<b>Legionely 1)</b>		Paracetamol				laborator.hcto@nemzn.cz, tel.: 515 215 207 (139, 485)	
anti TBEV IgM		anti <i>L. pneumophila</i> - komplet		Lithium 1)				mikrobiologie@nemzn.cz, tel.: 515 215 218 (160, 290)	
anti TBEV IgG		anti <i>L. pneumophila</i> IgA		Etanol n				Podrobnější informace k odběru a transportu najdete v našich laboratorních příručkách na <a href="http://www.nemzn.cz">www.nemzn.cz</a> , sekce Pro odbornou veřejnost. Odborné informace viz stránky <a href="http://www.labtestonline.cz">www.labtestonline.cz</a> .	
sérum <input type="checkbox"/> likvor <input type="checkbox"/>		anti <i>L. pneumophila</i> IgM		Amoniak 3) n					
		anti <i>L. pneumophila</i> IgG							
<b>Borrelie 1)</b>		anti <i>L. pneumophila</i> IgG		<b>Moč - drogový screening (soubor 10 parametrů)</b>					
anti <i>Borrelia</i> IgM, IgG - ELISA				amfetamin, metamfetamin,					
anti <i>Borrelia</i> IgM, IgG - BLOT				extáze, kanabinoidy, opiáty,					
sérum <input type="checkbox"/> likvor <input type="checkbox"/>				kokain, metadon, benzodiazepiny,					
synoviální tekutina <input type="checkbox"/>				barbituráty, TCA					