

SÉROLOGIE (ANTIINFEKČNÍ IMUNOLOGIE) ¹⁴				Legenda k odběrovým soupravám	
Virové hepatitidy (sérum)		Chlamydie (sérum)		1	sterilní výtěrka ve zkumavce s transportní půdou
anti HAV IgM, Ig (total)		anti Chlamydia pneumoniae - komplet		2	sterilní výtěrka na drátku ve zkumavce s transportní půdou
HBsAg		anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgA	anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgM	3	sterilní zkumavka 10 ml, 5 ml
anti HBc total		anti <i>Ch. pneumoniae</i> IgG		4	urikult (vhodné kultivační půdy na plastovém nosiči)
anti HBs		anti Chlamydia trachomatis - komplet		5	sterilní kontejner z umělé hmoty se šroubovacím víčkem
anti HCV		anti <i>Ch. trachomatis</i> IgA	anti <i>Ch. trachomatis</i> IgM	6	sterilní kontejner z umělé hmoty s odsávací výměnnou zátkou
anti HEV IgM, IgG		anti <i>Ch. trachomatis</i> IgG		7	jednorázová sterilní stříkačka po vytlačení vzduchu a s nasazenou sterilní zásepkou (stopper)
HIV/AIDS (sérum)		Bordetely (sérum)		8	odběrová souprava pro vyšetření urogenitálních mykoplasm (lahvička s tekutým médiem)
anti HIV a Ag p24		anti Bordetella pertussis toxin - komplet		9	speciální odběrový tampón a sterilní odběrová nádobka
Herpetické viry (sérum)		anti <i>B. pertussis</i> toxin IgA	anti <i>B. pertussis</i> toxin IgG		
anti EBV (virus Epstein a Barrové) - komplet		anti Bordetella parapertussis - komplet		11	plastový kontejner pro odběr stolice na parazity
anti EBV VCA IgM	anti EBV VCA IgG	anti <i>B. parapertussis</i> IgA	anti <i>B. parapertussis</i> IgM		
anti EBV EBNA IgG	anti EBV EA IgG	anti <i>B. parapertussis</i> IgG			
anti CMV (Cytomegalovirus) - komplet		Legionely (sérum)		13	hemokultivační lahvičky - BACTEC - aerobní a anaerobní nebo pediatrická (pro menší objem vzorku); 1 odběr = 1 lahvička aerobní + 1 lahvička anaerobní; u krve se odebírají vždy nejméně dva odběry
anti CMV IgM	anti CMV IgG	anti Legionella pneumophila - komplet			
anti HSV 1+2 (Herpes simplex virus) - komplet		anti <i>L. pneumophila</i> IgM	anti <i>L. pneumophila</i> IgG	14	srážlivá krev - zkumavka bez aditiv
anti HSV 1+2 IgM	anti HSV 1+2 IgG				
Respirační viry (sérum)		Parazitární infekce (sérum)		Záznamy laboratoře	
anti Adenovirus - komplet		anti Toxoplasma gondii - komplet			
anti Adenovirus IgA	anti Adenovirus IgM	anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgM	anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgA		
anti Adenovirus IgG		anti <i>Toxoplasma gondii</i> IgG			
anti RSV (respirační syncytiální virus) - komplet		anti <i>T. gondii</i> IgG avidita			
anti RSV IgA	anti RSV IgM	anti Toxocara IgG + avidita			
anti RSV IgG					
Virus klišťové encefalitidy (sérum, likvor)		Poznámky:			
anti TBEV (virus klišťové encefalitidy) - komplet					
anti TBEV IgM	anti TBEV IgG				
-	sérum	likvor			
Syfilis (sérum)					
TPHA, RPR					
anti Treponema pallidum IgM, IgG					
Borrelie (sérum, likvor, synoviální tekutina)		Kontakty, informace			
anti Borrelia IgM, IgG - ELISA					
anti Borrelia IgM, IgG - BLOT		Telefon: 515 215 218 (160, 447, 290)			
-	sérum	likvor	synoviální tekutina	E-mail: mikrobiologie@nemzn.cz	
Mykoplasmata (sérum)		Přijem vzorků na oddělení:			
anti Mycoplasma pneumoniae - komplet		pondělí - pátek: 7:00 - 15:30; sobota, neděle, svátek: 7:00 - 14:00			
anti <i>M. pneumoniae</i> IgA	anti <i>M. pneumoniae</i> IgM	Podrobné informace o odběru, uchování a transportu vzorků na mikrobiologické vyšetření jsou k dispozici v laboratorní příručce oddělení na www.nemzn.cz (sekce Pro odbornou veřejnost).			
anti <i>M. pneumoniae</i> IgG					